

Центрифуги для пробирок типа Eppendorf 1,5 мл TurboFuge, Тайвань

ДИАМ
сервисная лаборатория

Макс. 36 пробирок, 21 400g!



Аналог MicroCL 17 (Thermo FS) и 5418R (Eppendorf)

TurboFuge Blue-Ray, Тайвань – надежные высокоскоростные центрифуги, для пробирок типа Eppendorf объемом 1,5/2,0 мл с макс. вместимостью **36** штук и ускорением **21 400g**. С использованием адаптеров возможно центрифугирование совместно с пробирками объемом 0,2 и 0,5 мл.

- Вместимость – 24 или 36 мест
- Скорость – 15 000 об/мин (21 400 g)
- Время разгона/торможения – 15/9 с
- Таймер – 0,5–99 мин




AAMC-2411	Центрифуга 15000 об/мин, 21400 g, 24×1,5 мл, крышка аэрозоль-непроницаемая метал., TurboFuge,	183 438,=
AAMC-2410	Центрифуга 15000 об/мин, 21400 g, 24×1,5 мл, крышка пластиковая, TurboFuge	183 438,=
AAMC-3611	Центрифуга 15000 об/мин, 21400 g, 36×1,5 мл, крышка аэрозоль-непроницаемая метал., TurboFuge	235 834,=
AAMC-3610	Центрифуга 15000 об/мин, 21400 g, 36×1,5 мл, крышка пластиковая, TurboFuge	227 099,=
R-2420F	Ротор угловой 24×1,5 мл	46 099,=
R-3620F	Ротор угловой 36×1,5 мл	82 978,=
AAMC-a001	Крышка ротора аэрозоль-непроницаемая, металлическая	21 205,=

Центрифуга diaGene FV2800, Россия Сразу три ротора в комплекте!

- Максимальная вместимость – 12×1,5/2 мл (ротор R-1.5M)
- Режим вортекса для одной пробирки
- Режим работы – непрерывный и импульсный
- Габариты, Ш×Г×В – 120×170×120 мм



12×1,5 мл



12×0,5 мл + 12×0,2 мл



8 стрипов по 8×0,2 мл

FV2800 Центрифуга-вортекс, 2800 об/мин, 500g, diaGene FV2800, Диаэм, Россия 26 800,=



Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

С.-Петербург
spb@dia-m.ru

Новосибирск
nsk@dia-m.ru

Воронеж
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
nba@dia-m.ru

Красноярск
krsk@dia-m.ru

Казань
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
ekb@dia-m.ru

Кемерово
kemerovo@dia-m.ru

Нижний Новгород
nnovgorod@dia-m.ru

мобильное приложение



www.dia-m.ru